

PREISLISTE

NEUGERÄTE

2018



Fußsteueranlage MA 50

mit Handstück, inkl. Kabel, Handstückablage und Pflegeset

DREHZAHL: 1.000 – 50.000 1/min

GEWICHT: 3,4 kg

ABMESSUNGEN: B 23 cm, T 26 cm, H 15 cm

FARBEN DER HANDSTÜCK-EINLAGEN:

Flieder/Hellblau/Lindgrün/Weiß/Schwarz/Rot
Grün/Grau/Gelb/Blau



€ 1.000,-

Best.-Nr.: MU 9536



F501/H550

auch mit Rechts-/Linkslauf erhältlich: € 1.024,-
Best.-Nr.: MU 9536L

Kniesteueranlage MA 50

mit Handstück, inkl. Kabel, Handstückablage, Pflegeset,
Rechts-/Linkslauf und Digitalanzeige

DREHZAHL: 1.000 – 50.000 1/min

GEWICHT: 3,8 kg

ABMESSUNGEN: B 33 cm, T 23 cm, H 10 cm

FARBEN DER HANDSTÜCK-EINLAGEN:

Flieder/Hellblau/Lindgrün/Weiß/Schwarz/Rot
Grün/Grau/Gelb/Blau



€ 1.061,-

Best.-Nr.: MU 9538



K501/H550

Tischsteueranlage MA 50

mit Handstück, inkl. Kabel, Handstückablage, Pflegeset,
Fußtretschalter, Rechts-/Linkslauf und Digitalanzeige

DREHZAHL: 1.000 – 50.000 1/min

GEWICHT: 3,8 kg

ABMESSUNGEN: B 33 cm, T 23 cm, H 9 cm

FARBEN DER HANDSTÜCK-EINLAGEN:

Flieder/Hellblau/Lindgrün/Weiß/Schwarz/Rot
Grün/Grau/Gelb/Blau



€ 1.061,-

Best.-Nr.: MU 9540



T501/H550

Fußsteuergerät MA 50

F501

DREHZAHL: 1.000 – 50.000 1/min
 GEWICHT: 3,1 kg
 ABMESSUNGEN: B 23 cm, T 26 cm, H 15 cm

**€ 556,-**

Best.-Nr.: MU 9537

Fußsteuergerät MA 50

F501L

mit Rechts-/Linkslauf

DREHZAHL: 1.000 – 50.000 1/min
 GEWICHT: 3,1 kg
 ABMESSUNGEN: B 23 cm, T 26 cm, H 15 cm

**€ 576,-**

Best.-Nr.: MU 9537L

Kniesteuergerät MA 50

K501

mit Rechts-/Linkslauf und Digitalanzeige

DREHZAHL: 1.000 – 50.000 1/min
 GEWICHT: 3,5 kg
 ABMESSUNGEN: B 33 cm, T 23 cm, H 10 cm

**€ 630,-**

Best.-Nr.: MU 9539

Tischsteuergerät MA 50

T501

mit Rechts-/Linkslauf und Digitalanzeige

DREHZAHL: 1.000 – 50.000 1/min
 GEWICHT: 3,5 kg
 ABMESSUNGEN: B 23 cm, T 23 cm, H 9 cm

**€ 569,-**

Best.-Nr.: MU 9541

Handstück MA 50

H550

bürstenlos, inkl. Kabel und Pflegeset

SPANNZANGE: Ø 2,35 mm
 DREHZAHL MAX: 50.000 1/min
 GEWICHT: 280 g
 ABMESSUNGEN: L 17 cm, Ø 3 cm

FARBEN DER HANDSTÜCK-EINLAGEN:
 Flieder/Hellblau/Lindgrün/Weiß/Schwarz/Rot
 Grün/Grau/Gelb/Blau

**€ 505,-**

Best.-Nr.: MU 9501

Fußsteueranlage MA 35

mit Handstück, inkl. Kabel, Handstückablage und Pflegeset

DREHZAHL: 1.000 – 35.000 1/min

GEWICHT: 3,4 kg

ABMESSUNGEN: B 23 cm, T 26 cm, H 15 cm

FARBEN DER HANDSTÜCK-EINLAGEN:

Flieder/Hellblau/Lindgrün/Weiß/Schwarz/Rot
Grün/Grau/Gelb/Blau



€ 933,-

Best.-Nr.: MU 9530



F351/H350

auch mit Rechts-/Linkslauf erhältlich: € 979,-
Best.-Nr.: MU 9530L

Kniesteueranlage MA 35

mit Handstück, inkl. Kabel, Handstückablage, Pflegeset,
Rechts-/Linkslauf und Digitalanzeige

DREHZAHL: 1.000 – 35.000 1/min

GEWICHT: 3,8 kg

ABMESSUNGEN: B 33 cm, T 23 cm, H 10 cm

FARBEN DER HANDSTÜCK-EINLAGEN:

Flieder/Hellblau/Lindgrün/Weiß/Schwarz/Rot
Grün/Grau/Gelb/Blau



€ 1.024,-

Best.-Nr.: MU 9532



K351/H350

Tischsteueranlage MA 35

mit Handstück, inkl. Kabel, Handstückablage, Pflegeset,
Fußtretschalter, Rechts-/Linkslauf und Digitalanzeige

DREHZAHL: 1.000 – 35.000 1/min

GEWICHT: 3,8 kg

ABMESSUNGEN: B 33 cm, T 23 cm, H 9 cm

FARBEN DER HANDSTÜCK-EINLAGEN:

Flieder/Hellblau/Lindgrün/Weiß/Schwarz/Rot
Grün/Grau/Gelb/Blau



€ 1.024,-

Best.-Nr.: MU 9534



T351/H350

Fußsteuergerät MA 35

F351

DREHZAHL: 1.000 – 35.000 1/min
 GEWICHT: 3,1 kg
 ABMESSUNGEN: B 23 cm, T 26 cm, H 15 cm



€ 556,-

Best.-Nr.: MU 9531

Fußsteuergerät MA 35

F351L

mit Rechts-/Linkslauf

DREHZAHL: 1.000 – 35.000 1/min
 GEWICHT: 3,1 kg
 ABMESSUNGEN: B 23 cm, T 26 cm, H 15 cm



€ 576,-

Best.-Nr.: MU 9531L

Kniesteuergerät MA 35

K351

mit Rechts-/Linkslauf und Digitalanzeige

DREHZAHL: 1.000 – 35.000 1/min
 GEWICHT: 3,5 kg
 ABMESSUNGEN: B 33 cm, T 23 cm, H 10 cm



€ 630,-


Best.-Nr.: MU 9533

Tischsteuergerät MA 35

T351

mit Rechts-/Linkslauf und Digitalanzeige

DREHZAHL: 1.000 – 35.000 1/min
 GEWICHT: 3,5 kg
 ABMESSUNGEN: B 23 cm, T 23 cm, H 9 cm



€ 569,-

Best.-Nr.: MU 9535

Handstück MA 35

H350

bürstenlos, inkl. Kabel und Pflegeset

SPANNZANGE: Ø 2,35 mm
 DREHZAHL MAX: 35.000 1/min
 GEWICHT: 280 g
 ABMESSUNGEN: L 17 cm, Ø 3 cm
 FARBEN DER HANDSTÜCK-EINLAGEN:
 Flieder/Hellblau/Lindgrün/Weiß/Schwarz/Rot
 Grün/Grau/Gelb/Blau



€ 505,-



Best.-Nr.: MU 9506

Tischsteueranlage MA 40

T401/M375

mit ISO-Motor, inkl. Kabel, Fußtretschanter,
Rechts-/Linkslauf und Digitalanzeige

DREHZAHL: 1.000 – 40.000 1/min
GEWICHT: 2,5 kg
ABMESSUNGEN: B 15 cm, T 18 cm, H 13 cm



€ 903,-

Best.-Nr.: MU 9549

Tischsteueranlage MA 40-1

T401/M375/H310-1

mit ISO Motor, inkl. Kabel, Fußtretschanter und
zusätzlichem Technikhandstück H310-1 mit Motor,
Kabel und Handstückablage, Rechts-/Linkslauf und
Digitalanzeige

DREHZAHL: 1.000 – 40.000 1/min
GEWICHT: 2,8 kg
ABMESSUNGEN: B 15 cm, T 18 cm, H 13 cm



€ 1.168,-

Best.-Nr.: MU 9551

Tischsteueranlage MA 40-2

T401/H310-1

mit Technikhandstück H310-1, inkl. Kabel,
Fußtretschanter, Handstückablage und Pflegeset,
Rechts-/Linkslauf und Digitalanzeige

DREHZAHL: 1.000 – 40.000 1/min
GEWICHT: 2,6 kg
ABMESSUNGEN: B 15 cm, T 18 cm, H 13 cm



€ 903,-

Best.-Nr.: MU 9553

Tischsteuergerät MA 40

T401

DREHZAHL: 1.000 – 40.000 1/MIN
 GEWICHT: 1,6 kg
 ABMESSUNGEN: B 15 cm, T 18 cm, H 13 cm



€ 523,-

Best.-Nr.: MU 9554

ISO-Motor, bürstenlos

M375

mit ISO- Anschluss.
 Passend für alle Hand- und Winkelstücke

DREHZAHL MAX: 40.000 1/min
 GEWICHT: 75 g
 ABMESSUNGEN: L 110 mm, Ø 2 cm



€ 383,-

Best.-Nr.: MU 9550

Technikhandstück

H310-1

bürstenlos, inkl. Kabel und Pflegeset

SPANNZANGE: Ø 2,35 mm
 DREHZAHL MAX: 40.000 1/min
 GEWICHT: 240 g
 ABMESSUNGEN: L 17 cm, Ø 2,7 cm



€ 388,-

Best.-Nr.: MU 9552

Fußsteueranlage MA 31

mit Handstück, inkl. Kabel, Handstückablage
und Pflegeset

DREHZAHL: 1.000 – 30.000 1/min
GEWICHT: 3,4 kg
ABMESSUNGEN: B 23 cm, T 26 cm, H 15 cm

€ 882,-



F300/H310

Best.-Nr.: MU 9527

Fußsteuergerät MA 31

DREHZAHL: 1.000 – 30.000 1/min
GEWICHT: 3,1 kg
ABMESSUNGEN: B 23 cm, T 26 cm, H 15 cm

€ 541,-



F300

Best.-Nr.: MU 9529

Handstück MA 31

bürstenlos, inkl. Kabel und Pflegeset

SPANNZANGE: Ø 2,35 mm
DREHZAHL MAX: 30.000 1/min
GEWICHT: 240 g
ABMESSUNGEN: L 17 cm, Ø 2,7 cm

€ 388,-



H310

Best.-Nr.: MU 9528

Tischsteuergerät

FT351

Rechts-/Linkslauf und Digitalanzeige

DREHZAHL: 1.000 – 35.000 1/min
 GEWICHT: 3,5 kg
 ABMESSUNGEN: B 33 cm, T 23 cm, H 9 cm



€ 617,-

Best.-Nr.: MU 9767

Fräshandstück

H380

bürstenlos, inkl. Kabel und Pflegeset

DREHZAHL MAX: 35.000 1/min
 GEWICHT: 300 g
 ABMESSUNGEN: L 21 cm, Ø 3 cm



€ 714,-

Best.-Nr.: MU 9761

Handstück HK 31

KaVo®-kompatibel für K4-Handstück, K4 plus
inkl. Kabel und Pflegeset

SPANNZANGE: Ø 2,35 mm
DREHZAHL MAX: 30.000 1/min
GEWICHT: 240 g
ABMESSUNGEN: L 17 cm, Ø 2,7 cm



HK31



€ 433,-

Best.-Nr.: MU 9528K

Handstück HK 35

KaVo®-kompatibel für K5, K11 und K-Control®
bürstenlos, inkl. Kabel und Pflegeset

SPANNZANGE: Ø 2,35 mm
DREHZAHL MAX: 40.000 1/min
GEWICHT: 280 g
ABMESSUNGEN: L 17 cm, Ø 3 cm

FARBEN DER HANDSTÜCK-EINLAGEN:
Flieder/Hellblau/Lindgrün/Weiß/Schwarz/Rot
Grün/Grau/Gelb/Blau



€ 510,-

HK35

Best.-Nr.: MU 9506K

Handstück HK 50

KaVo®-kompatibel für K12 und K-Control®
bürstenlos, inkl. Kabel und Pflegeset

SPANNZANGE: Ø 2,35 mm
DREHZAHL MAX: 50.000 1/min
GEWICHT: 280 g
ABMESSUNGEN: L 17 cm, Ø 3 cm

FARBEN DER HANDSTÜCK-EINLAGEN:
Flieder/Hellblau/Lindgrün/Weiß/Schwarz/Rot
Grün/Grau/Gelb/Blau



€ 510,-

HK50

Best.-Nr.: MU 9501K

Prüfgerät PMU3+

PMU3+

Das Gerät ist mit Manometern und Durchflussmessern für Wasser, Luft und Treib-Kühlluft ausgestattet. Diese Medien und das Licht sind einzeln zu schalten. Auf Wunsch auch mit Fußschalter erhältlich.

ABMESSUNGEN: B 45 cm, T 28 cm, H 23 cm

BESONDERHEITEN: Durch Anordnung der Elektronik im Gerät wasserunempfindlich; auch beim Prüfen defekter Winkelstücke

VERARBEITUNG: Das Gerät ist aus gut dimensioniertem sowie rostfreiem V2A-Stahl gefertigt

WEITERE

AUSSTATTUNG: Voltmeter, Amperemeter digital; stufenlose Drehzahlregelung; rückseitiger Schnellanschluss für Wasser und Druckluft

NEU: Zeitgesteuerter Rechts-/Linkslauf der Motoren zum automatischen Einlaufen der Motoren und Winkelstücke

Schaltung direkt am Gerät über Taster möglich; Motor ein/aus

Medien Wasser, Luft, Treib-Kühlluft ein/aus

Wartungsintervall kann angezeigt werden; empfohlen alle 2 Jahre

*Auf Wunsch kann unser Wartungsservice genutzt werden.**

Auslieferung wählbar:

2 Anschlüsse für Motorvarianten + 1 Anschluss für Turbinen, inkl. passender Schläuche

Anschluss für Gleichstrommotore	Anschluss für Synchronmotore	Anschluss für Turbinen
KAVO: 190 / 192 / 196 / 197 / K200 / K201 SIRONA: SL-motor / EL1 NSK: M40 / TIM40 BIEN-AIR: MC3LK / Isolite 300/100 MK-DENT: EM1190K	KAVO: 700 KL / 701 KL / 702 KL oder BIEN-AIR: MX1, MX2 oder MCX oder SIRONA: BL/BL-S oder BL-C	Standard = immer vorhanden



€ 6.829,-

Best.-Nr.: MU 9405B AT

* Unser Wartungsservice, damit Sie keine Ausfallzeiten haben! Für unsere Kunden innerhalb Deutschlands, die das PMU3+ gekauft haben, bieten wir in den ersten 6 Jahren einen speziellen Austauschservice an. Generalüberholte Austauschgeräte werden werktags innerhalb 24 Stunden an Sie versandt. Pauschalpreis für das Austauschgerät: 525,- € + MwSt. zuzüglich Versandkosten. Der AT-Preis ist gültig bei Neukauf eines PMU3+ Prüfgerätes in 2018.

Prüfgerät PMU4

PMU4

Das Gerät ist mit Manometern und Durchflussmessern für Wasser, Luft und Treib-Kühlluft ausgestattet. Diese Medien und das Licht sind einzeln zu schalten.

ABMESSUNGEN: B 45 cm, T 28 cm, H 23 cm

BESONDERHEITEN: Durch Anordnung der Elektronik im Gerät wasserunempfindlich; auch beim Prüfen defekter Winkelstücke

VERARBEITUNG: Das Gerät ist aus gut dimensioniertem sowie rostfreiem V2A-Stahl gefertigt

WEITERE

AUSSTATTUNG: Voltmeter, Amperemeter digital und beleuchtet; stufenlose Drehzahlregelung; automatischer Rechts-/Linkslauf

rückseitiger Schnellanschluss für Wasser und Druckluft; auf Wunsch auch mit Fußschalter für Motor ein/aus und Medien Wasser, Luft, Treib-Kühlluft ein/aus erhältlich.

inkl. Schlauch für den Turbinenanschluss und zwei Motorschläuche nach Wahl

Wartungsintervall kann angezeigt werden; empfohlen alle 2 Jahre

1 Jahr Garantie

*Auf Wunsch kann unser Wartungsservice genutzt werden.**

Für alle aufgeführten E-Motortypen:

KaVo	Sirona	Bien Air	NSK	Mk-dent
K180 K186 K190 K192 K196 K197 K200 K201 700KL 701KL 702KL	Motor SL Motor EL1 Motor BL Motor BL-S Motor BL-C	MC2 Isolite 100/300 MC3LK MX1 MX2 MCX	M40 M40LED M40N TIM40	EM1190K



€ 9.282,-

Best.-Nr.: MU 9406 AT

* Unser Wartungsservice, damit Sie keine Ausfallzeiten haben! Für unsere Kunden innerhalb Deutschlands, die das PMU4 gekauft haben, bieten wir in den ersten 6 Jahren einen speziellen Austauschservice an. Generalüberholte Austauschgeräte werden werktags innerhalb 24 Stunden an Sie versandt. Pauschalpreis für das Austauschgerät: 630,- € + MwSt. zuzüglich Versandkosten. Der AT-Preis ist gültig bei Neukauf eines PMU4 Prüfgerätes in 2018.

Alle Preise sind eine unverbindliche Preisempfehlung ohne Mehrwertsteuer.
Es gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.
Preisänderungen und technische Änderungen sind vorbehalten.

