

# PREISLISTE

NEUGERÄTE

2019



## Fußsteueranlage MA 50

mit Handstück, inkl. Kabel, Handstückablage und Pflegeset

DREHZAHL: 1.000 – 50.000 1/min

GEWICHT: 3,4 kg

ABMESSUNGEN: B 23 cm, T 26 cm, H 15 cm

FARBEN DER HANDSTÜCK-EINLAGEN:

Flieder/Hellblau/Lindgrün/Weiß/Schwarz/Rot  
Grün/Grau/Gelb/Blau



€ 1.030,-

Best.-Nr.: MU 9536



F501/H550

auch mit Rechts-/Linkslauf erhältlich: € 1.055,-  
Best.-Nr.: MU 9536L

## Kniesteueranlage MA 50

mit Handstück, inkl. Kabel, Handstückablage, Pflegeset,  
Rechts-/Linkslauf und Digitalanzeige

DREHZAHL: 1.000 – 50.000 1/min

GEWICHT: 3,8 kg

ABMESSUNGEN: B 33 cm, T 23 cm, H 10 cm

FARBEN DER HANDSTÜCK-EINLAGEN:

Flieder/Hellblau/Lindgrün/Weiß/Schwarz/Rot  
Grün/Grau/Gelb/Blau



€ 1.105,-

Best.-Nr.: MU 9538



K501/H550

## Tischsteueranlage MA 50

mit Handstück, inkl. Kabel, Handstückablage, Pflegeset,  
Fußtretschalter, Rechts-/Linkslauf und Digitalanzeige

DREHZAHL: 1.000 – 50.000 1/min

GEWICHT: 3,8 kg

ABMESSUNGEN: B 33 cm, T 23 cm, H 9 cm

FARBEN DER HANDSTÜCK-EINLAGEN:

Flieder/Hellblau/Lindgrün/Weiß/Schwarz/Rot  
Grün/Grau/Gelb/Blau



€ 1.105,-

Best.-Nr.: MU 9540



T501/H550

**Fußsteuergerät MA 50**

F501

DREHZAHL: 1.000 – 50.000 1/min  
 GEWICHT: 3,1 kg  
 ABMESSUNGEN: B 23 cm, T 26 cm, H 15 cm

**€ 570,-**

Best.-Nr.: MU 9537

**Fußsteuergerät MA 50**

F501L

mit Rechts-/Linkslauf

DREHZAHL: 1.000 – 50.000 1/min  
 GEWICHT: 3,1 kg  
 ABMESSUNGEN: B 23 cm, T 26 cm, H 15 cm

**€ 590,-**

Best.-Nr.: MU 9537L

**Kniesteuergerät MA 50**

K501

mit Rechts-/Linkslauf und Digitalanzeige

DREHZAHL: 1.000 – 50.000 1/min  
 GEWICHT: 3,5 kg  
 ABMESSUNGEN: B 33 cm, T 23 cm, H 10 cm

**€ 643,-**

Best.-Nr.: MU 9539

**Tischsteuergerät MA 50**

T501

mit Rechts-/Linkslauf und Digitalanzeige

DREHZAHL: 1.000 – 50.000 1/min  
 GEWICHT: 3,5 kg  
 ABMESSUNGEN: B 23 cm, T 23 cm, H 9 cm

**€ 580,-**

Best.-Nr.: MU 9541

**Handstück MA 50**

H550

bürstenlos, inkl. Kabel und Pflegeset

SPANNZANGE: Ø 2,35 mm  
 DREHZAHL MAX: 50.000 1/min  
 GEWICHT: 280 g  
 ABMESSUNGEN: L 17 cm, Ø 3 cm

FARBEN DER HANDSTÜCK-EINLAGEN:  
 Flieder/Hellblau/Lindgrün/Weiß/Schwarz/Rot  
 Grün/Grau/Gelb/Blau

**€ 515,-**

Best.-Nr.: MU 9501

## Fußsteueranlage MA 35

mit Handstück, inkl. Kabel, Handstückablage und Pflegeset

DREHZAHL: 1.000 – 35.000 1/min  
 GEWICHT: 3,4 kg  
 ABMESSUNGEN: B 23 cm, T 26 cm, H 15 cm  
 FARBEN DER HANDSTÜCK-EINLAGEN:  
 Flieder/Hellblau/Lindgrün/Weiß/Schwarz/Rot  
 Grün/Grau/Gelb/Blau



€ 960,-

Best.-Nr.: MU 9530



F351/H350

auch mit Rechts-/Linkslauf erhältlich: € 1.010,-  
 Best.-Nr.: MU 9530L

## Kniesteueranlage MA 35

mit Handstück, inkl. Kabel, Handstückablage, Pflegeset, Rechts-/Linkslauf und Digitalanzeige

DREHZAHL: 1.000 – 35.000 1/min  
 GEWICHT: 3,8 kg  
 ABMESSUNGEN: B 33 cm, T 23 cm, H 10 cm  
 FARBEN DER HANDSTÜCK-EINLAGEN:  
 Flieder/Hellblau/Lindgrün/Weiß/Schwarz/Rot  
 Grün/Grau/Gelb/Blau



€ 1.055,-

Best.-Nr.: MU 9532



K351/H350

## Tischsteueranlage MA 35

mit Handstück, inkl. Kabel, Handstückablage, Pflegeset, Fußstretschalter, Rechts-/Linkslauf und Digitalanzeige

DREHZAHL: 1.000 – 35.000 1/min  
 GEWICHT: 3,8 kg  
 ABMESSUNGEN: B 33 cm, T 23 cm, H 9 cm  
 FARBEN DER HANDSTÜCK-EINLAGEN:  
 Flieder/Hellblau/Lindgrün/Weiß/Schwarz/Rot  
 Grün/Grau/Gelb/Blau



€ 1.055,-

Best.-Nr.: MU 9534




T351/H350



## Fußsteuergerät MA 35

F351

DREHZAHL: 1.000 – 35.000 1/min  
 GEWICHT: 3,1 kg  
 ABMESSUNGEN: B 23 cm, T 26 cm, H 15 cm



€ 570,-

Best.-Nr.: MU 9531

## Fußsteuergerät MA 35

F351L

mit Rechts-/Linkslauf

DREHZAHL: 1.000 – 35.000 1/min  
 GEWICHT: 3,1 kg  
 ABMESSUNGEN: B 23 cm, T 26 cm, H 15 cm



€ 590,-

Best.-Nr.: MU 9531L

## Kniesteuergerät MA 35

K351

mit Rechts-/Linkslauf und Digitalanzeige

DREHZAHL: 1.000 – 35.000 1/min  
 GEWICHT: 3,5 kg  
 ABMESSUNGEN: B 33 cm, T 23 cm, H 10 cm



€ 643,-

Best.-Nr.: MU 9533

## Tischsteuergerät MA 35

T351

mit Rechts-/Linkslauf und Digitalanzeige

DREHZAHL: 1.000 – 35.000 1/min  
 GEWICHT: 3,5 kg  
 ABMESSUNGEN: B 23 cm, T 23 cm, H 9 cm



€ 580,-

Best.-Nr.: MU 9535

## Handstück MA 35

H350

bürstenlos, inkl. Kabel und Pflegeset

SPANNZANGE: Ø 2,35 mm  
 DREHZAHL MAX: 35.000 1/min  
 GEWICHT: 280 g  
 ABMESSUNGEN: L 17 cm, Ø 3 cm  
 FARBEN DER HANDSTÜCK-EINLAGEN:  
 Flieder/Hellblau/Lindgrün/Weiß/Schwarz/Rot  
 Grün/Grau/Gelb/Blau



€ 515,-



Best.-Nr.: MU 9506

## Tischsteueranlage MA 40

T401/M375

mit ISO-Motor, inkl. Kabel, Fußtretschanter,  
Rechts-/Linkslauf und Digitalanzeige

DREHZAHL: 1.000 – 40.000 1/min  
GEWICHT: 2,5 kg  
ABMESSUNGEN: B 15 cm, T 18 cm, H 13 cm



€ 930,-

Best.-Nr.: MU 9549

## Tischsteueranlage MA 40-1

T401/M375/H310-1

mit ISO Motor, inkl. Kabel, Fußtretschanter und  
zusätzlichem Technikhandstück H310-1 mit Motor,  
Kabel und Handstückablage, Rechts-/Linkslauf und  
Digitalanzeige

DREHZAHL: 1.000 – 40.000 1/min  
GEWICHT: 2,8 kg  
ABMESSUNGEN: B 15 cm, T 18 cm, H 13 cm



€ 1.200,-

Best.-Nr.: MU 9551

## Tischsteueranlage MA 40-2

T401/H310-1

mit Technikhandstück H310-1, inkl. Kabel,  
Fußtretschanter, Handstückablage und Pflegeset,  
Rechts-/Linkslauf und Digitalanzeige

DREHZAHL: 1.000 – 40.000 1/min  
GEWICHT: 2,6 kg  
ABMESSUNGEN: B 15 cm, T 18 cm, H 13 cm



€ 930,-

Best.-Nr.: MU 9553

## Tischsteuergerät MA 40

T401

DREHZAHL: 1.000 – 40.000 1/MIN  
 GEWICHT: 1,6 kg  
 ABMESSUNGEN: B 15 cm, T 18 cm, H 13 cm



€ 533,-

Best.-Nr.: MU 9554

## ISO-Motor, bürstenlos

M375

mit ISO- Anschluss.  
 Passend für alle Hand- und Winkelstücke

DREHZAHL MAX: 40.000 1/min  
 GEWICHT: 75 g  
 ABMESSUNGEN: L 110 mm, Ø 2 cm



€ 390,-

Best.-Nr.: MU 9550

## Technikhandstück

H310-1

bürstenlos, inkl. Kabel und Pflegeset

SPANNZANGE: Ø 2,35 mm  
 DREHZAHL MAX: 40.000 1/min  
 GEWICHT: 240 g  
 ABMESSUNGEN: L 17 cm, Ø 2,7 cm



€ 400,-

Best.-Nr.: MU 9552

## Fußsteueranlage MA 31

mit Handstück, inkl. Kabel, Handstückablage  
und Pflegeset

DREHZAHL: 1.000 – 30.000 1/min  
GEWICHT: 3,4 kg  
ABMESSUNGEN: B 23 cm, T 26 cm, H 15 cm

€ 900,-



F300/H310

Best.-Nr.: MU 9527

## Fußsteuergerät MA 31

DREHZAHL: 1.000 – 30.000 1/min  
GEWICHT: 3,1 kg  
ABMESSUNGEN: B 23 cm, T 26 cm, H 15 cm

€ 550,-



F300

Best.-Nr.: MU 9529

## Handstück MA 31

bürstenlos, inkl. Kabel und Pflegeset

SPANNZANGE: Ø 2,35 mm  
DREHZAHL MAX: 30.000 1/min  
GEWICHT: 240 g  
ABMESSUNGEN: L 17 cm, Ø 2,7 cm

€ 400,-



H310

Best.-Nr.: MU 9528



## Tischsteuergerät

FT351

Rechts-/Linkslauf und Digitalanzeige

DREHZAHL: 1.000 – 35.000 1/min  
 GEWICHT: 3,5 kg  
 ABMESSUNGEN: B 33 cm, T 23 cm, H 9 cm



€ 630,-

Best.-Nr.: MU 9767

## Fräshandstück

H380

bürstenlos, inkl. Kabel und Pflegeset

DREHZAHL MAX: 35.000 1/min  
 GEWICHT: 300 g  
 ABMESSUNGEN: L 21 cm, Ø 3 cm



€ 699,-

Best.-Nr.: MU 9761

## Handstück HK 31

HK31

KaVo®-kompatibel für K4-Handstück, K4 plus  
inkl. Kabel und Pflegeset

SPANNZANGE: Ø 2,35 mm  
DREHZAHL MAX: 25.000 1/min  
GEWICHT: 240 g  
ABMESSUNGEN: L 17 cm, Ø 2,7 cm



€ 450,-

Best.-Nr.: MU 9528K4

## Handstück HK 35

HK35

KaVo®-kompatibel für K5  
bürstenlos, inkl. Kabel und Pflegeset

SPANNZANGE: Ø 2,35 mm  
DREHZAHL MAX: 35.000 1/min  
GEWICHT: 280 g  
ABMESSUNGEN: L 17 cm, Ø 3 cm  
FARBEN DER HANDSTÜCK-EINLAGEN:  
Flieder/Hellblau/Lindgrün/Weiß/Schwarz/Rot  
Grün/Grau/Gelb/Blau



€ 536,-

Best.-Nr.: MU 9506K5

## Handstück HK 35

HK35

KaVo®-kompatibel für K11 und K-Control®  
bürstenlos, inkl. Kabel und Pflegeset

SPANNZANGE: Ø 2,35 mm  
DREHZAHL MAX: 40.000 1/min  
GEWICHT: 280 g  
ABMESSUNGEN: L 17 cm, Ø 3 cm  
FARBEN DER HANDSTÜCK-EINLAGEN:  
Flieder/Hellblau/Lindgrün/Weiß/Schwarz/Rot  
Grün/Grau/Gelb/Blau



€ 536,-

Best.-Nr.: MU 9506K11

## Handstück HK 50

HK50

KaVo®-kompatibel für K12 und K-Control®+ Powergrip  
bürstenlos, inkl. Kabel und Pflegeset

SPANNZANGE: Ø 2,35 mm  
DREHZAHL MAX: 50.000 1/min  
GEWICHT: 280 g  
ABMESSUNGEN: L 17 cm, Ø 3 cm

FARBEN DER HANDSTÜCK-EINLAGEN:  
Flieder/Hellblau/Lindgrün/Weiß/Schwarz/Rot  
Grün/Grau/Gelb/Blau



€ 536,-

Best.-Nr.: MU 9501K12

## Handstück HS 31

HS31

Schick®-kompatibel für C1  
inkl. Kabel und Pflegeset

SPANNZANGE: Ø 2,35 mm  
DREHZAHL MAX: 30.000 1/min  
GEWICHT: 240 g  
ABMESSUNGEN: L 17 cm, Ø 2,7 cm



€ 450,-

Best.-Nr.: MU 9528C1

## Handstück HS 35

HS35

Schick®-kompatibel für C2  
bürstenlos, inkl. Kabel und Pflegeset

SPANNZANGE: Ø 2,35 mm  
DREHZAHL MAX: 40.000 1/min  
GEWICHT: 280 g  
ABMESSUNGEN: L 17 cm, Ø 3 cm

FARBEN DER HANDSTÜCK-EINLAGEN:  
Flieder/Hellblau/Lindgrün/Weiß/Schwarz/Rot  
Grün/Grau/Gelb/Blau



€ 536,-

Best.-Nr.: MU 9506C2

# Prüfgerät PMU3+

PMU3+

Das Gerät ist mit Manometern und Durchflussmessern für Wasser, Luft und Treib-Kühlluft ausgestattet. Diese Medien und das Licht sind einzeln zu schalten. Auf Wunsch auch mit Fußschalter erhältlich.

**ABMESSUNGEN:** B 45 cm, T 28 cm, H 23 cm

**BESONDERHEITEN:** Durch Anordnung der Elektronik im Gerät wasserunempfindlich; auch beim Prüfen defekter Winkelstücke

**VERARBEITUNG:** Das Gerät ist aus gut dimensioniertem sowie rostfreiem V2A-Stahl gefertigt

**WEITERE AUSSTATTUNG:** Voltmeter, Amperemeter digital; stufenlose Drehzahlregelung; rückseitiger Schnellanschluss für Wasser und Druckluft

**NEU:** Zeitgesteuerter Rechts-/Linkslauf der Motoren zum automatischen Einlaufen der Motoren und Winkelstücke

Schaltung direkt am Gerät über Taster möglich; Motor ein/aus

Medien Wasser, Luft, Treib-Kühlluft ein/aus

Wartungsintervall kann angezeigt werden; empfohlen alle 2 Jahre

*Auf Wunsch kann unser Wartungsservice genutzt werden.\**

### Auslieferung wählbar:

2 Anschlüsse für Motorvarianten + 1 Anschluss für Turbinen, inkl. passender Schläuche

Anschluss für Gleichstrommotore	Anschluss für Synchronmotore	Anschluss für Turbinen
<p><b>KAVO:</b> 190 / 192 / 196 / 197 / K200 / K201</p> <p><b>SIRONA:</b> SL-motor / EL1</p> <p><b>NSK:</b> M40 / TIM40</p> <p><b>BIEN-AIR:</b> MC3LK / Isolite 300/100</p> <p><b>MK-DENT:</b> EM1190K</p>	<p><b>KAVO:</b> 700 KL / 701 KL / 702 KL</p> <p>oder</p> <p><b>BIEN-AIR:</b> MX1, MX2 oder MCX</p> <p>oder</p> <p><b>SIRONA:</b> BL/BL-S oder BL-C</p>	<p>Standard = immer vorhanden</p>



€ 6.966,-

Best.-Nr.: MU 9405B

\* Unser Wartungsservice, damit Sie keine Ausfallzeiten haben! Für unsere Kunden innerhalb Deutschlands, die das PMU3+ gekauft haben, bieten wir in den ersten 6 Jahren einen speziellen Austauschservice an. Generalüberholte Austauschgeräte werden werktags innerhalb 24 Stunden an Sie versandt. Pauschalpreis für das Austauschgerät: 540,80 € + MwSt. zuzüglich Versandkosten. Der AT-Preis (MU 9405B AT) ist gültig bei Neukauf eines PMU3+ Prüfgerätes in 2019.

## Prüfgerät PMU4

PMU4

Das Gerät ist mit Manometern und Durchflussmessern für Wasser, Luft und Treib-Kühlluft ausgestattet. Diese Medien und das Licht sind einzeln zu schalten.

**ABMESSUNGEN:** B 45 cm, T 28 cm, H 23 cm

**BESONDERHEITEN:** Durch Anordnung der Elektronik im Gerät wasserunempfindlich; auch beim Prüfen defekter Winkelstücke

**VERARBEITUNG:** Das Gerät ist aus gut dimensioniertem sowie rostfreiem V2A-Stahl gefertigt

**WEITERE**

**AUSSTATTUNG:** Voltmeter, Amperemeter digital und beleuchtet; stufenlose Drehzahlregelung; automatischer Rechts-/Linkslauf

rückseitiger Schnellanschluss für Wasser und Druckluft; auf Wunsch auch mit Fußschalter für Motor ein/aus und Medien Wasser, Luft, Treib-Kühlluft ein/aus erhältlich.

inkl. Schlauch für den Turbinenanschluss und zwei Motorschläuche nach Wahl

Wartungsintervall kann angezeigt werden; empfohlen alle 2 Jahre

1 Jahr Garantie

*Auf Wunsch kann unser Wartungsservice genutzt werden.\**

Für alle aufgeführten E-Motortypen:

KaVo	Sirona	Bien Air	NSK	Mk-dent
K180 K186 K190 K192 K196 K197 K200 K201 700KL 701KL 702KL	Motor SL Motor EL1 Motor BL Motor BL-S Motor BL-C	MC2 Isolite 100/300 MC3LK MX1 MX2 MCX	M40 M40LED M40N TIM40	EM1190K



# € 9.560,-

Best.-Nr.: MU 9406

\* Unser Wartungsservice, damit Sie keine Ausfallzeiten haben!  
Für unsere Kunden innerhalb Deutschlands, die das PMU4 gekauft haben, bieten wir in den ersten 6 Jahren einen speziellen Austauschservice an. Generalüberholte Austauschgeräte werden werktags innerhalb 24 Stunden an Sie versandt. Pauschalpreis für das Austauschgerät: 630,- € + MwSt. zuzüglich Versandkosten. Der AT-Preis (MU 9406 AT) ist gültig bei Neukauf eines PMU4 Prüfgerätes in 2019.



Alle Preise sind eine unverbindliche Preisempfehlung ohne Mehrwertsteuer.  
Es gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.  
Preisänderungen und technische Änderungen sind vorbehalten.  
Gültig bis 31.03.2020

